



# Solus™ Larynxmasken

Das umfassende Sortiment zum Einmalgebrauch



**Airway Management • Larynxmasken**

## Solus™ Larynxmasken

Ein umfassendes Sortiment an Larynxmasken zum Einmalgebrauch, darunter die klassische Solus Standard, die drahtverstärkte Solus Flexible, die besonders weiche Solus Satin und eine MRT-kompatible Option.

Alle Intersurgical Larynxmasken sind latexfrei, werden steril geliefert und bieten folgende Eigenschaften:

**Reibungsarmes Material**  
Geringerer Widerstand beim Einführen und Entfernen

**Klassische Cuff-Form**  
Bewährt und verlässlich

**Informationen auf einen Blick**  
Auch nach Einführung gut sichtbar



**Integrierte Cuff-Leitung**  
Reduzierte Beschädigungsgefahr

**Qualitätsventil**  
Sichert die Integrität der Manschette



### Solus Standard

Dank spezieller Materialauswahl besitzt die Solus Larynxmaske die notwendige Flexibilität und Stabilität, um ein problemloses Einführen zu ermöglichen und auch anspruchsvollen klinischen Applikationen - z.B. in der pädiatrischen Anästhesie - gerecht zu werden.




Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8005000	Solus Larynxmaske Standard, Erwachsene groß	5	70+kg	20
8004000	Solus Larynxmaske Standard, Erwachsene medium	4	50–70kg	20
8003000	Solus Larynxmaske Standard, Erwachsene klein	3	30–50kg	20
8025000	Solus Larynxmaske Standard, Kinder groß	2.5	20–30kg	20
8002000	Solus Larynxmaske Standard, Kinder klein	2	10–20kg	20
8015000	Solus Larynxmaske Standard, Babies	1.5	5–10kg	20
8001000	Solus Larynxmaske Standard, Neugeborene	1	<5kg	20



## Solus Curve

Solus Curve verbindet alle klassischen Elemente einer Larynxmaske mit anatomisch gebogenem Design und dem entsprechenden Einführverhalten



Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8005050	Solus Curve Larynxmaske, Erwachsene groß	5	70+kg	20
8004050	Solus Curve Larynxmaske, Erwachsene medium	4	50–70kg	20
8003050	Solus Curve Larynxmaske, Erwachsene klein	3	30–50kg	20

## Solus Flexible

Die Larynxmaske Solus Flexible ist drahtverstärkt, flexibel und knicksicher. Sie eignet sich besonders für Eingriffe in den Bereichen HNO, ZMK und Augen. Verlagerungen des Schlauchs sind auch während des Eingriffs ohne Leckagen zu realisieren. Darüber hinaus wird dem Anwender ausreichend Raum und Sicht auf das Operationsfeld ermöglicht.



Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8005001	Solus Flexible, Erwachsene groß	5	70+kg	20
8004001	Solus Flexible, Erwachsene medium	4	50–70kg	20
8003001	Solus Flexible, Erwachsene klein	3	30–50kg	20
8025001	Solus Flexible, Kinder groß	2.5	20–30kg	20
8002001	Solus Flexible, Kinder klein	2	10–20kg	20

### Solus Satin

Die Larynxmaske Solus Satin besitzt einen weicheren Airway-Tubus und bietet so mehr Flexibilität.



Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8005003	Solus Satin Larynxmaske, Erwachsene groß	5	70+kg	20
8004003	Solus Satin Larynxmaske, Erwachsene medium	4	50–70kg	20
8003003	Solus Satin Larynxmaske, Erwachsene klein	3	30–50kg	20

### Solus MRT-kompatibel

Diese Larynxmaske ist mit einem speziell getesteten, metallfreien Ventil ausgestattet und beeinträchtigt daher nicht das Magnet des MRT-Geräts. Das eingesetzte Plastikventil wurde im Hinblick auf absolute Zuverlässigkeit während der gesamten Haltbarkeitsdauer gewählt.



Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8005002	Solus MRT-kompatibel, Erwachsene groß	5	70+kg	20
8004002	Solus MRT-kompatibel, Erwachsene medium	4	50–70kg	20
8003002	Solus MRT-kompatibel, Erwachsene klein	3	30–50kg	20
8025002	Solus MRT-kompatibel, Kinder groß	2.5	20–30kg	20
8002002	Solus MRT-kompatibel, Kinder klein	2	10–20kg	20
8015002	Solus MRT-kompatibel, Babies	1.5	5–10kg	20
8001002	Solus MRT-kompatibel, Neugeborene	1	<5kg	20



IS6.1 • Issue 9.05.15



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin  
 T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

UK • France • Germany • Spain • Portugal • Italy  
 Netherlands • Sweden • Lithuania • Russia • South Africa  
 Japan • Philippines • USA • Colombia • Australia



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 13485.