



PEP-Therapie Sortiment Positive Expiratory Pressure



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Physiotherapie der Atemwege

Das Intersurgical Sortiment für die PEP-Therapie

Intersurgical bietet Ihnen eine Reihe von Produkten für die PEP-Therapie (positive expiratory pressure). Das modulare Design des Sortiments ermöglicht es Anwendern, aus neun farbkodierten PEP-Widerständen und zwei Patientenschnittstellen zu wählen. Das PEP T-Stück wird zusammen mit einem Mundstück geliefert, welches bei Bedarf einfach gegen eine Gesichtsmaske ausgetauscht werden kann. Ein Druckmanometer kann über den PEP-Manometerkonnector (1956020), der speziell für die Montage zwischen T-Stück und PEP-Widerstand entwickelt wurde, an das System angeschlossen werden.

6.0mm 5.0mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.5mm 2.0mm 1.5mm

Neun farbcodierte Größen von Widerständen verfügbar.
Der passende Widerstand wird für den Patienten ausgewählt. Leicht zu bedienen.

ClearLite Maske, Größe 4

Artikelnr.	Produkt	VE
Die PEP-Widerstände sind in Beuteln zu 10 Stück verpackt.		
8020060	PEP-Widerstand 6.0mm, lila, Anwendung bei einem Patienten	100
8020050	PEP-Widerstand 5.0mm, braun, Anwendung bei einem Patienten	100
8020045	PEP-Widerstand 4.5mm, rot, Anwendung bei einem Patienten	100
8020040	PEP-Widerstand 4.0mm, orange, Anwendung bei einem Patienten	100
8020035	PEP-Widerstand 3.5mm, grün, Anwendung bei einem Patienten	100
8020030	PEP-Widerstand 3.0mm, blau, Anwendung bei einem Patienten	100
8020025	PEP-Widerstand 2.5mm, gelb, Anwendung bei einem Patienten	100
8020020	PEP-Widerstand 2.0mm, weiß, Anwendung bei einem Patienten	100
8020015	PEP-Widerstand 1.5mm, schwarz, Anwendung bei einem Patienten	100
PEP T-Stück, Patientenschnittstellen und Konnektoren		
1956013	PEP T-Stück, Inspirations-Port 22AD/15ID-22AD mit Einweg-Ventil & Mundstück, 22ID	80
1956020	PEP-Manometerkonnector, 15AD, 22AD/15ID, 6mm Winkel mit Schlauch, 1.3m	40
7296001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 6, Erw. extra groß, rote Abdichtung, kein Hakenring, 22ID	20
7295001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 5, Erw. groß, orangene Abdichtung, kein Hakenring, 22ID	35
7294001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 4, Erw., grüne Abdichtung, kein Hakenring, 22ID	35
7293001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 3, Erw. klein, gelbe Abdichtung, kein Hakenring, 22ID	35
7292001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 2, Kinder, weiße Abdichtung, kein Hakenring, 22ID	25



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical ist zertifiziert nach:
ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und
ISO 14001:2015

Please think before you print
Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.

IS10.37 • Issue 3 08.21