



BiTrac™ MaxShield Select™

Total-Face-Maske für die nicht-invasive Beatmung



Intensivtherapie ▪ Pulmodyne®



BiTrac™ MaxShield Select™

Die Total-Face-Maske BiTrac MaxShield Select umgeht die Nase und verteilt den Druck über eine größere Fläche, während sie gleichzeitig die klaustrophobische Wirkung auf den Patienten verringert. Unser Sortiment an austauschbaren Winkelstücken reduziert erhebliche Abfallmengen, da dieses beim Wechsel zwischen Standard- und Bilevel-Beatmungsgeräten einfach entfernt und ersetzt werden kann.



3 Größen erhältlich

von Erwachsene extra groß
bis Erwachsene klein

Atmungsaktives
Kopfband

Bajonett-Verschluss

für eine sichere
Winkel-Verbindung

Sichere Clips

Austauschbare Winkel erhältlich

auf die Bedürfnisse Ihres
Patienten abgestimmt

Weiche Silikon-Abdichtung



Austauschbare Winkel

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9599	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Standard-Winkel	10
313-9593	BiTrac Select austauschbarer, belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9598	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9596	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil & Bronchoskopieanschluss	10
313-9597	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Bronchoskopieanschluss	10



BiTrac™ MaxShield Select™ Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9555	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. extra groß	10
313-9552	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. groß	10
313-9554	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. klein	10



BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9556	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. extra groß	10
313-9553	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. groß	10
313-9551	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. klein	10




BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9559	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. extra groß	10
313-9558	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. groß	10
313-9557	BiTrac MaxShield Select Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. klein	10



BiTrac™ MaxShield Select™ pädiatrische Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9527	BiTrac MaxShield Select pädiatrische Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, 15 cm Verlängerungsschlauch mit 22AD Swivel Verbindung, extra klein	10
 313-9526	BiTrac MaxShield Select pädiatrische Total-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, 15 cm Verlängerungsschlauch mit 22AD Swivel Verbindung, extra extra klein	10



BiTrac MaxShield Select pädiatrische Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel

Artikel-Nr.	Produkt	VE
 313-9525	BiTrac MaxShield Select pädiatrische Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, extra klein	10
313-9524	BiTrac MaxShield Select pädiatrische Total-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, extra extra klein	10

Ersatz-Kopfbänder

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-8344	Ersatz-Kopfband für BiTrac MaxShield, Größe extra groß und groß	10
313-8347	Ersatz-Kopfband für BiTrac MaxShield, Größe klein	10
313-9529	Ersatz-Kopfband für pädiatrische BiTrac MaxShield, Größe extra klein	10
313-9528	Ersatz-Kopfband für pädiatrische BiTrac MaxShield, Größe extra extra klein	10

 illustriert

BiTrac MaxShield Select wird von Pulmodyne Inc., USA, hergestellt und von Intersurgical Ltd. vertrieben.

Please think before you print Sparen Sie Energie und Papier. Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, drucken Sie bitte doppelseitig.

IS1.60 ▪ Issue 1 05.22



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de