



# GO-PAP™

Einweg-CPAP-Produkt



Intensivtherapie ▪ Pulmodyne®

## GO-PAP™

Das GO-PAP ist ein Notfall-CPAP-Produkt für den Einmalgebrauch, das direkt an eine Sauerstoffquelle angeschlossen wird. Es arbeitet mit 10 l/min und liefert etwa 30 % FiO<sub>2</sub>. In den Generator ist ein einstellbares PEEP-Ventil (5, 7,5 und 10 cmH<sub>2</sub>O) integriert. Da der PEEP unabhängig vom Flow geregelt wird, muss dieser nicht angepasst

werden, um das PEEP-Niveau zu halten. Darüber hinaus bietet dieses vollständig entsorgbare System eine integrierte Verneblung, während ein gleichmäßiger Flow zum Patienten aufrechterhalten wird.

### Zwei Kopfband Designs

Standard oder mit Haube (wie dargestellt)



### 40 Minuten Laufzeit

bei Verwendung einer medizinischen 2L Sauerstoffflasche

### Verstellbarer PEEP

5/7,5/10 cmH<sub>2</sub>O

### Liefert etwa 90 L/min Patienten-Flow

bei Versorgung mit 10 l/min Sauerstoff

### Integrierte Vernebelung

## GO-PAP System mit Vernebler und BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4605N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-4604N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10



### GO-PAP™ System und BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4605	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-4604	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10



### GO-PAP System mit Vernebler und BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4603N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-4602N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-4601N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. klein	10



### GO-PAP System und BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4603	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-4602	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-4601	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske, Erw. klein	10





### BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7031C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. extra groß	10
313-7030C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-7029C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10
313-7028C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. klein	10



### BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7031	BiTrac ED Maske, Erw. extra groß	10
313-7030	BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7029	BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-7028	BiTrac ED Maske, Erw. klein	10



313-4600



313-9185



313-9186

### GO-PAP™ Zubehör

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4600	GO-PAP System Generator mit Sauerstoffschlauch	10
313-9185	ADAPT-2-VENT™ 30mmID nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9186	ADAPT-2-VENT 30mmID nicht belüfteter Standard-Winkel	10