

# Beatmungssysteme zur Verabreichung einer analgetischen Gasmischung (O<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O)

Die Lösung zur Schmerzlinderung



# Die Lösung zur Schmerzlinderung

Intersurgical bietet nun ein Sortiment an Beatmungssystemen an, die zur Verabreichung einer analgetischen Gasmischung (50% Sauerstoff und 50% Lachgas) entworfen wurden.

Das Gas kann auf drei Arten verabreicht werden:

- "Free flow" über variabel einstellbares Flowmeter
- Demand-Ventil wandmontiert
- Demand-Ventil handgehalten

Für alle drei Anwendungen bietet Intersurgical die passenden Systeme an.

Die Gasmischung wird unter verschiedenen Markennamen angeboten und spielt eine wichtige Rolle als Analgetikum und Sedativ. Dank der guten Löslichkeit des N<sub>2</sub>O reduzieren Lachgasmischungen Schmerzgefühl und Angst des Patienten praktisch sofort. In Großbritannien wird Lachgas seit den 60er Jahren intensiv in der Notfallpflege und zur Linderung von Geburtsschmerz eingesetzt.


Zur Applikation von Lachgas gibt es zahlreiche therapeutische Indikationen: Notfallversorgung, Trauma, Verbrennungen, Behandlung einfacher Brüche, Entbindungen, Zahnmedizin, Endoskopie und Patiententransport.

## Markennamen von Lachgasmischungen:

- Entonox<sup>®</sup> – Warenzeichen von BOC (Linde)
- Livopan<sup>®</sup> – Warenzeichen von AGA (Linde)
- Kalinox<sup>®</sup> – Warenzeichen von Air Liquide
- Nitronox<sup>®</sup> – Warenzeichen von Medical Gas Solutions
- Alnox<sup>™</sup> – Warenzeichen von Air Liquide
- Equanox<sup>®</sup> – Warenzeichen von Air Liquide
- Liqui-Med<sup>™</sup> – Warenzeichen von Praxair Canada
- Oxynox<sup>®</sup> – Warenzeichen von Air Products


## Bestellinformation

### Beatmungssysteme für 'Free flow'-Applikationen:




2612000	O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O Beatmungssystem mit PVC-Beutel (2l) zum Einmalgebrauch	VE: 25
2612001	O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O Beatmungssystem mit latexfreiem Reservoirbeutel (2l) zur mehrfachen Anwendung	VE: 25

### Beatmungssysteme für Applikationen mit wandmontiertem Demand-Ventil:



2620001	O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O Beatmungssystem 2.8m mit Mundstück & Einweg-Ventilen	VE: 20
2630001	O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O Beatmungssystem 2.8m mit Maske & Einweg-Ventilen	VE: 20

### Zubehör für Applikationen mit handgehaltenem Demand-Ventil



1644131	Beatmungsfilter Clear-Guard Midi mit Luer Lock Port & Mundstück	VE: 50
---------	---	--------