



Rechtwinklige Wasserfallen

Selbstschließend



Critical Care • Zubehör



Rechtwinklige Wasserfallen Selbstschließend

Um unser Portfolio für die Intensivbeatmung abzurunden, haben wir eine rechtwinklige Wasserfalle zur Sammlung von Kondensat entwickelt.

Die rechtwinklige Wasserfalle ist mit einem Fassungsvermögen von 125ml und 70ml erhältlich. Beide Wasserfallen haben eine 90 Grad-Winkelverbindung (22AD für Geräteseite/ 22ID für Beatmungssystem), und ermöglichen einen direkten Anschluss am Ventilator oder Anästhesiegerät.

Wie bei allen unseren Wasserfallen sorgt der selbstschließende Mechanismus dafür, dass der Becher entleert werden kann, ohne den Flow zu unterbrechen.



1916000

1915000

Nummer	Beschreibung	VE
1916000	Wasserfalle, rechtwinklig, medium: 70ml	55
1915000	Wasserfalle, rechtwinklig, groß: 125ml	40