




Intersurgical InTube®

Endotrachealtuben für Kinder und Erwachsene



Die neuen InTube Endotrachealtuben

Es gibt drei Varianten des Intube: mit Manschette, ohne Manschette und mit spiralverstärkter Manschette. Das umfassende Größenangebot ermöglicht eine genaue Abstimmung auf Erwachsene und Kinder. InTube wurde für die Anästhesie, Intensivpflege und Notfallmedizin entworfen. Da er über eine Niederdruckmanschette verfügt, eignet sich InTube ideal für langwierige Eingriffe. In der Intensivpflege garantiert er größeren Patientenkomfort und reduziertes Trauma.

InTube ist ein latexfreies Einwegprodukt, das steril und einzelverpackt geliefert wird.

Vorteile auf einen Blick

Qualitätsventil

Sichert Intaktheit der Manschette

Auch als spiralverstärkte Option erhältlich

Garantiert Flexibilität und Beißschutz

Murphy-Auge

Reduziert das Risiko einer Okklusion und sichert stetigen Gasflow

Weiche Spitze

Geringeres Traumarisiko

Hochwertiger 15mm Konnektor

Verlässliche Verbindung mit allen Standard-Geräten

Präzise Kalibrierung

Zeigt exakt an, wie tief der Tubus eingeführt wird

Strahlenundurchlässige Linie


Positionierung kann durch Röntgen überprüft werden

Tiefenmarkierung

Hilft bei der korrekten Platzierung des Tubus

Niederdruckmanschette

Weniger Druck auf das empfindliche Trachea-Gewebe.



Bestellinformation – Verpackungseinheiten für alle Größen: 10 Stück

Mit Manschette

Größe	10.0	9.5	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5
Nr.	8040100	8040095	8040090	8040085	8040080	8040075	8040070	8040065	8040060	8040055	8040050	8040045

Mit Manschette, spiralverstärkt

Größe	10.0	9.5	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5
Nr.	8060100	8060095	8060090	8060085	8060080	8060075	8060070	8060065	8060060	8060055	8060050	8060045

Ohne Manschette

Größe	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5
Nr.	8050070	8050065	8050060	8050055	8050050	8050045	8050040	8050035	8050030	8050025