

Bronchoskopie-Masken

Zur Zuführung von analgetischem Gas
während der Bronchoskopie



Bronchoskopie-Masken

Zum Einmalgebrauch, um Kreuzinfektionen zu vermeiden

Die Intersurgical Bronchoskopie-Masken ermöglichen die Einführung eines Bronchoskops, während gleichzeitig ein analgetisches Gas zugeführt wird. Die Größen 2-4 verfügen über drei Einweg-Ventile, die von jeder Seite des Patienten schnellen Zugang bieten.

Die Masken werden vorwiegend bei bronchoskopischen und endoskopischen Verfahren eingesetzt, wobei schmerzstillendes Gas durch den 22mm Port verabreicht wird. Sie können auch im Rahmen der transösophagealen Echokardiographie (TEE) angewendet werden.

Vorteile auf einen Blick

Farbcodierter Hakenring
Erleichtert die Wahl der richtigen Größe und die Kombination mit weiteren Intersurgical-Produkten

Anatomische Form
Für optimalen Sitz

In 4 Größen erhältlich
Erwachsene und Kinder




Weiches Kissen
Patientenkomfort und gute Abdichtung

Selbstschließende Ventile
Ermöglichen leichten Zugang zum Patienten



Weitere Informationen unter:
www.intersurgical.de

Bestellinformation



Artikelnr. 1591000		VE: 40
Bronchoskopie-Maske Babies	Gr. 1 ■	
Artikelnr. 1592000:		VE: 35
Bronchoskopie-Maske Kinder	Gr. 2 □	
Artikelnr. 1593000		VE: 50
Bronchoskopie-Maske Erwachsene klein	Gr. 3 ■	
Artikelnr. 1594000:		VE: 40
Bronchoskopie-Maske Erwachsene	Gr. 4 ■	