

Silver Knight®

Antimikrobielle Anästhesie-Beatmungssysteme



Einleitung

Die Prävention von Infektionen stellt für jedes Krankenhaus eine besondere Herausforderung dar. Krankenhausinfektionen können lebensbedrohlich sein und bedeuten für Kliniken eine zusätzliche medizinische und finanzielle Belastung. Durch eine Reduzierung von Bakterien im Krankenhaus kann das Risiko von Kreuzinfektionen vermindert werden.

In den letzten Jahren hat die Häufigkeit von Krankenhausinfektionen durch den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) stark zugenommen.

Um die Häufigkeit von MRSA Infektionen zu reduzieren, hat Intersurgical mit Silver Knight™ ein antimikrobielles Additiv entwickelt, das durch Silber-Ionen die normale enzymatische Aktivität der Bakterien unterbindet. Silver Knight™ funktioniert als sicherer, schneller und effektiver Katalysator, der pathogene Keime inaktiviert und ihre Ausbreitung verhindert.

Im Intersurgical Faltschlauch™ hat sich diese Rezeptur zu 99,99% erfolgreich darin erwiesen, das Wachstum des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) zu hemmen¹. Die Silver Knight™ Option ist in neun verschiedenen Beatmungssystemen erhältlich.


Silver Knight® Narkose-Systeme

Artikelnr.: 2000100	Antimikrobielles Beatmungssystem 1.6m	VE: 20
Artikelnr.: 2001100	Antimikrobielles Beatmungssystem 2.4m	VE: 15
Artikelnr.: 2010100	Antimikrobielles Beatmungssystem, 1.6m, Beutel 2 l, Zusatzschlauch 0.8m	VE: 15
Artikelnr.: 2011100	2.4m Narkosesystem, Zusatzschlauch 0.8m, latexfreier Reservoirbeutel 2 l	VE: 15

Silver Knight® Deluxe Bain Koaxial-Beatmungssystem

Artikelnr.: 2115100	Antimikrobielles Beatmungssystem, 1.6m mit Beutel 2 l	VE: 30
---------------------	---	--------


Silver Knight® UniFlow® Universal Koaxial-Beatmungssysteme



900100

Artikelnr.: 2900100	Antimikrobielles Beatmungssystem 1.6m, Zusatzschlauch 0,5m	VE: 12
---------------------	--	--------

Artikelnr.: 2901100	Antimikrobielles Beatmungssystem 2.4m, Zusatzschlauch 0,5m	VE: 10
---------------------	--	--------




2902100

Artikelnr.: 2902100	Antimikrobielles Beatmungssystem mit integrierter Messleitung, 1.6m, Zusatzschlauch 0,5m	VE: 12
---------------------	--	--------

Artikelnr.: 2903100	Antimikrobielles Beatmungssystem mit integrierter Messleitung, 2.4m, Zusatzschlauch 0,5m	VE: 10
---------------------	--	--------

Silver Knight® UniFlow® Deluxe Universal Koaxial-Beatmungssysteme



Artikelnr.: 2910100	Antimikrobielles Beatmungssystem mit Beutel 2 l, integrierter Messleitung, 1.6m, und Zusatzschlauch 0.5m	VE: 12
---------------------	--	--------

Artikelnr.: 2911100	Antimikrobielles Beatmungssystem mit Beutel 2 l, integrierter Messleitung, 2.4m, und Zusatzschlauch 0.5m	VE: 10
---------------------	--	--------

Das Silver Knight Beatmungssystem enthält antimikrobielle Additive im Faltenschlauch (lila schraffiert). Dieses Additiv ist nicht in anderen Bestandteilen des Systems, wie dem ALP Ventil, dem Reservoirbeutel oder den Konnektoren enthalten.

1. Intersurgical Ltd. Certified Independent Test Results, 2003.

ISS.12 Issue 5 AAC 08,04