



STARMed CaStar R

Helm für die nicht-invasive Beatmung (NIV)



Intensivtherapie ▪ Patientenschnittstellen ▪ **STARMed**



STARMed CaStar R Helm für NIV NIV

StarMed CaStar R

Der CaStar R ist eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle, die als Alternative zu herkömmlichen Methoden der NIV-Therapie entwickelt wurde. Der CaStar R ist auch über längere Zeiträume gut verträglich und kann Risiken reduzieren, die sowohl mit der endotrachealen Intubation als auch mit der Verwendung einer Gesichtsmaske einhergehen. Der Helm kann in halbliegender Position, sowie in Rücken- und Bauchlage verwendet werden.

- Integrierte aufblasbare Nackenmanschette
- Zwei luftdichte Zugangsports, geeignet für ein- oder mehrlumige Sonden und Katheter
- Neuer Patientenzugang mit Schrauböffnung. Bi-direktionales Notluftventil öffnet sich bei Druckabfall automatisch
- Während der Entfaltung legt sich die elastische Membran luftdicht am oberen Torso an und sorgt für eine vollständige Abdichtung.

Technische Eigenschaften

- Hergestellt aus phthalatfreien Materialien
- 22AD/22ID Konnektoren gemäß ISO-Standard
- Komfortable, atraumatische Unterarmbefestigung

Bibliographie:

- Mojoli F, et al. An optimized set-up for helmet noninvasive ventilation improves pressure support delivery and patient-ventilator interaction, Intensive Care Med. 2013 Jan;39(1):38-44
- Vargas F, et al. Helmet with specific settings versus facemask for noninvasive ventilation, Crit Care Med. 2009 Jun;37(6):1921-8
- Mojoli F, et al. Carbon dioxide rebreathing during non-invasive ventilation delivered by helmet: a bench study, Intensive Care Med. 2008 Aug;34(8):1454-60
- Antonelli M, et al. New treatment of acute hypoxemic respiratory failure: Noninvasive



CaStar R NIV Helm mit aufblasbarer Nackenmanschette, bi-direktionalem Anti-Asphyxiations-Ventil und Patienten-Zugang

Artikelnr.	Größe	Halsumfang	VE
CP211XXL/2R	Extra extra groß	≥50 cm	5
CP211XL/2R	Extra groß	45-52 cm	5
CP211L/2R	Groß	40-47 cm	5
CP211M/2R	Medium	34-41 cm	5
CP211S/2R	Klein	27-34 cm	5
CP211XS/2R	Extra klein	17-27 cm	5

www.intersurgical.de/info/starmed

Video verfügbar unter www.intersurgical.de

*Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das Zubehörsortiment finden Sie auf unserer Website.



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Hersteller:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Please think before you print

Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.

IS1.18_INT • Issue 8 06.20