

Oral Care

Das erweiterte Sortiment



OroCare™ Aspire



OroCare™ Aspire ist eine innovative Zahnbürste mit Absaugfunktion speziell für die Intensivstation. Der kleine Bürstenkopf eignet sich für Erwachsene und Kinder. Weiche Borsten ermöglichen eine sanfte Mundhygiene und die gründliche Entfernung von Plaque. Der lange Hals erleichtert den Zugang zum gesamten Mundraum, ohne dabei ET-Tubus oder anderes Equipment zu beeinträchtigen. Ein Absaug Schlauch lässt sich leicht am integrierten Direktanschluß anbringen, wodurch ein zusätzlicher Absaug-Yankauer überflüssig wird. Die Absaugung wird durch das Daumenloch kontrolliert.



OroCare™ Sensitive



OroCare™ Sensitive ist ein einzigartiger Absaugstab zur Reinigung von empfindlichem Zahnfleisch und Gewebe im Oropharynx. Das einteilige Design mit fest integriertem Kopf stellt eine sichere Alternative zu konventionellen Swabs dar, die sich bei Gebrauch ablösen können. Der weiche atraumatische Kopf eignet sich ideal, wenn eine Zahnbürste den Oropharynx zu stark reizen würde. Das Design des Kopfs ermöglicht die Applikation einer antibakteriellen Mundspüllösung sowie die sanfte Reinigung von Zähnen und Gaumen. Ein Absaug Schlauch lässt sich am integrierten Konnektor anbringen. Die Absaugung wird durch das Daumenloch kontrolliert.




OroCare™ Doppelwinkel



Der OroCare™ Doppelwinkel wurde zur simultanen Anwendung von zwei Absaugleitungen an einem einzelnen Kanister entworfen. Diese Notwendigkeit kann sich ergeben, wenn bereits ein geschlossenes Absaugsystem an der Vakuumquelle angeschlossen ist.

Bestellinformation

Zahnbürsten & Zubehör

Produkt		Artikelnr.	VE
OroCare™ Aspire Zahnbürste mit Absaugfunktion		3016000	25
OroCare™ Sensitive Absaugstab		3017000	15
OroCare™ Doppelwinkel für Absaugung		3022000	25