



Intersurgical EcoLite™ für die Pädiatrie

Die leichte, PVC-freie Maske für Kinder



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Pädiatrische Masken



Intersurgical EcoLite™ für die Pädiatrie

Angenehm für kleine Patienten

Unsere pädiatrische EcoLite™ Maske bietet einen bequemen und leckagefreien Sitz bei unterschiedlichsten Gesichtsformen.

Das geringe Gewicht und die weiche Abdichtung aus thermoplastischem Elastomer machen das Tragen der Maske besonders angenehm.

▶ Video auf Webseite verfügbar

Angenehm für die Umwelt

Auch in der Medizinprodukte-Branche gewinnen Umweltfragen zunehmend an Bedeutung. Besondere Bedenken verursacht die Entsorgung von PVC-Abfällen. Intersurgical engagiert sich daher schon lange für die Entwicklung grüner Alternativprodukte. Unser PVC-freies EcoLite™-Sortiment verbindet Nachhaltigkeit mit höchstem Patientenkomfort.



www.intersurgical.de/info/ecoLite

Geringes Gewicht

50% leichter als konventionelle PVC-Masken

Grüner

Durch Verzicht auf PVC wurden negative Umwelteinwirkungen deutlich reduziert.

Gekrümmter Nasensteg


macht einen separaten Nasenclip überflüssig. Das neue Design verhindert, dass Sauerstoff oder Aerosole in die Augen des Patienten gelangen.

Weiche Abdichtung

für mehr Patientenkomfort

Wahlmöglichkeit

Maskenposition unter oder auf dem Kinn - ermöglicht optimalen Sitz für alle Gesichtsformen.



Form und Position der Exhalationsports reduzieren die Rückatmung von Kohlendioxid auf ein Minimum.

Klarer Maskenkörper ermöglicht die Sicht auf Nase und Mund des Patienten. Maskenmaterial ist leicht, aber sehr stabil: keine Verformung während Transport oder Anwendung.

Artikelnr.	Produkt	VE
1190015	Pädiatrische EcoLite™ Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration	42
1196015	Pädiatrische EcoLite™ Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration, mit Schlauch 2.1m	40
1454015	Cirrus2 Vernebler-Set für Kinder mit EcoLite™ Maske und Schlauch 2.1m	36
1198015	Pädiatrische EcoLite™ Aerosolmaske	42
1138015	Silente Venturi-Set für Kinder mit EcoLite™ Maske und Schlauch 1.8m	40

Komplett PVC-freie Optionen

Artikelnr.	Produkt	VE
1196010	Pädiatrische EcoLite™ Sauerstoffmaske mit PVC-freiem Schlauch 2.1m	40
1454010	Cirrus2 Vernebler-Set für Kinder mit EcoLite™ Maske und PVC-freiem Schlauch 2.1m	36

Material mit geringerer Umwelteinwirkung

IS10.27 • Issue 2 05.14



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

UK ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Netherlands
Sweden ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic ▪ South Africa
China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philipines ▪ USA ▪ Australia



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 13485.